

“

Az Elipse ballon volt a fordulópont, ami visszahozott az életbe. Csapatom ott volt, hogy útmutatást adjon, a ballonom pedig állandóan arra emlékeztetett, hogy egészséges döntéseket hozzak. Megváltozott az életem.”

VALERIE



Ha további információkra van szüksége, kérdezze orvosát.

Kiegészítő anyagokat tud adni a termékről, az eljárásról és a programról.

www.allurion.com

Boston | Paris | Dubai

Készült az USA-ban

Lépjön az Elipse közösségbe:

fb.com/allurion [@alluriontech](https://www.instagram.com/alluriontech) [@alluriontech](https://www.linkedin.com/company/alluriontech)

 **allurion**

Ez az orvostechnikai eszköz szabályozás alá eső egészségügyi termék, ami az európai rendeletek alapján a CE jelölést viseli.

© 2017 Allurion Technologies Inc., Minden jog fenntartva.

Az Elipse ballon ideiglenes súlycsökkentést elősegítő eszköz 18 éven felüli túlsúlyos vagy elhízott felnőttek számára, akiknek a testtömeg indexe (BMI) ≥ 27 . Az Elipse ballont kizárólag olyan egészségügyi szakember vezetheti be, aki ismeri az Elipse ballon használatát. Az Elipse ballont felügyelt táplálkozási és viselkedés-módosítási program mellett kell használni.

Bizonyos személyek nem feltétlenül alkalmasak az Elipse ballon használatára. Az Ön orvosa részletes kórelőzmény és fizikai vizsgálattal alapján állapítja meg az Ön alkalmasságát. Fontos, hogy teljes és pontos kórelőzményt adjon az orvosának.

1 Raftopoulos and Giannakou. Surg Obes Relat Dis. 2017 júl;13(7):1174-1182.

2 Al Sabah et al. SOARD. doi:10.1016/j.soard.2017.12.001

3 Courcoulas et al. Int J Obes. 2017; 41(3):427-33.

4 Ponce et al. Surg Obes Rel Dis. 2015; 11(4): 874-81.

APM045-01_6 / DCO0654

AZ ELIPSE™ BALLON SÚLYCSÖKKENTŐ PROGRAM

MŰTÉT NÉLKÜL
ENDOSZKÓPIA NÉLKÜL
ÉRZÉSTELENÍTÉS NÉLKÜL

PONTOS EREDMÉNYEK.

 **allurion**


A SÚLYCSÖKKENTŐ UTAZÁSHOZ KIINDULÓPONTJA

Amennyiben Ön jelentősen túlsúlyos, és sikertelenül próbálkozott már fogyókúrával, az Elipse™ ballonos súlycsökkentő program éppen Önnek való lehet. Az Elipse program központjában egy lágy ballon áll, amit az Ön gyomrába helyeznek. A ballont egy 20 perces kezelés során kell lenyelnie, és sem a ballon behelyezése, sem annak kivétele nem igényel műtétet, endoszkópiát vagy érzéstelenítést.*

A gondozó csapat segítségével és a ballon által keltett telítettség érzésével megváltoztathatja étkezési szokásait, és újra visszanyerheti egészségét.

AZ ELIPSE BALLON

Az Elipse ballon állandó telítettségérzetet kelt, így Ön kevesebbet fog enni éhezés nélkül, amivel a legtöbb fogyókúra jár.



AZ ELIPSE PROGRAM

SÚLYCSÖKKENÉS, AMI ELHOZZA A VÁLTOZÁST

- Mivel az Elipse ballon telítettség érzést fog adni a gyomrában, éhezés nélkül fog kevesebbet enni.
- A súlya 13-15 kg-mal csökken négy hónapos terápia alatt.^{1,2}
- A klinikai tanulmányok egyöntetűen bizonyítják, hogy a gyomorballonok jelentősen nagyobb súlycsökkenést biztosítanak, mint önmagában a diéta és testedzés.^{3,4}

ÁTTÖRÉS AZ EGYSZERŰSÉGBEN

- Az Elipse ballont rövid, 20 perces kezelés során helyezik el a gyomorban. Megközelítőleg négy hónappal később önmagát üríti, és természetesen módon távozik.
- A behelyezést követően a legtöbb ember gyorsan visszatér a mindennapi tevékenységeihez, és az Elipse ballont senki sem látja.
- Az Elipse program a gyomorballon minden előnyét kínálja endoszkópia, érzéstelenítés vagy műtét nélkül.*

SEGÍTSÉG A SÚLYCSÖKKENTŐ UTAZÁSBAN

- Az Elipse program nem hagyja Önt egyedül. Folyamatos támogatást fog kapni az orvosától és egy dietetikustól a program alatt.
- A program elején „okos” mérleget és mobil alkalmazást fog kapni, amivel kapcsolódhat orvosához, a csapat számára pedig lehetővé teszi a súlyalakulás nyomon követését.
- Az egészségügyi csapat által küldött SMS üzenetek valós idejű tanácsot adnak, és segítik Önt az előrehaladásban

“A program valóban hasznos. A támogatás egyszerű, mégis hatékony és kielégítő.”

CRISTINA

GYIK

Hogyan kerül az Elipse ballon a gyomromba?

Miután orvosa megerősíti, hogy az Elipse ballonos terápia megfelel Önnek, egy rövid, 20 perces járóbeteg ellátás során behelyezi a ballont a gyomrába. A leeresztett ballont tartalmazó kapszulát fogja lenyelni egy vékony csővel együtt. Amit a kapszula a gyomrába került, orvosa a cső használatával folyadékkal tölti fel a ballont. A ballon feltöltése után az orvos finoman eltávolítja a csövet, és Ön már mehet is.

Könnnyen lehet lenyelni a ballont?

A legtöbb ember minden nehézség nélkül le tudja nyelni az Elipse ballont tartalmazó kapszulát. Orvosuk segíthet azoknak, akiknek nyelési nehézségeik vannak. Az orvos egy vékony dróttal (vezetőnyárs) fogja elősegíteni a kapszula bevezetését a helyére endoszkópia vagy érzéstelenítés nélkül.

Mennyit tudok fogyni?

A legtöbb ember súlya 13-15 kg-mal csökken négy hónapos terápia alatt.^{1,2}

Mivel van feltöltve a ballon?

A ballon 550 ml folyadékkal van feltöltve.

Mennyi idő alatt lehet visszatérni a normál tevékenységekhez behelyezés után?

A legtöbb ember egy vagy két napon belül tud visszatérni a normál tevékenységhez, de néhány ember hányingert, hasi görcsöket, illetve alkalmanként hányást tapasztal a ballon behelyezése után. A legtöbb esetben ezek a tünetek jól kontrollálhatók az orvos által felírt, általános használatú gyógyszerekkel.

Kell-e bármilyen étrendi korlátozást betartanom a program alatt vagy után?

Nincsenek kifejezett étrendi korlátozások az Elipse program esetében. A súlycsökkenés maximális növelése és a kényelem optimalizálása érdekében azonban a dietetikusa az Önre, testére és céljaira szabott javaslatokat fog tenni.

Hogyan távolítják el a ballont?

Miután megközelítőleg 16 hétig tartózkodott az Ön gyomrában a ballon, egy időzített kioldó szelep fog megnyílni, aminek hatására az kiürül, és természetes módon halad végig a gyomor-bél rendszeren anélkül, hogy eltávolítási eljárásra lenne szükség.*

Mi történik ekkor?

Az Elipse ballon távozása után az Elipse program és az egészségügyi csapat által nyújtott támogatás egy hónapig tart, hogy megerősítse az új életvezetési szokásait. Az Elipse program végén már Önön múlik, hogy folytassa súlyának kezelését.

*Ritka esetekben az Elipse ballon eltávolításához endoszkópos vagy műtéti beavatkozásra lehet szükség. Beszélje meg orvosával még ma, hogy megfelel-e Önnek az Elipse program. További információkat a www.allurion.com oldalon találhat.